

Thème du séminaire

Rencontre Régionale autour de la Certification V2020 co-organisée par l'ARS Pays de la Loire et QualiREL Santé

Date et lieu

Vendredi 10 avril 2020 de 8 h 30 à 17 h
Centre des Congrès
33 bd Carnot 49100 ANGERS

Entrée libre limitée à 3 personnes par établissement
inscriptions obligatoires via notre site
qualirelsante.com (page A LA UNE)

avant le 20 mars 2020

Programme

~ 8 h 30 à 9 h 30 ~

Café d'accueil

~ 9 h 30 à 10 h ~

Ouverture de la rencontre

Monsieur COIPIET, Directeur Général de l'ARS
Monsieur PRAUD, Président de QualiREL Santé
et Madame ARMANTERAS DE SAXCÉ
Présidente de la Commission Certification HAS

~ 10 h à 13 h ~

**Approche opérationnelle de la V2020
Haute Autorité de santé**

Temps d'échanges entre les différentes interventions

Temps 1 : Les enjeux de la certification V2020
L'engagement patient

Le développement du travail en équipe
La culture de la pertinence et du résultat

Temps 2 : La nouvelle version de la certification

Temps 3 : Témoignages sur l'expérimentation
de la V2020 (établissement et expert-visiteur)

Temps 4 : La décision de certification

Temps 5 : La certification des groupements

Temps 6 : Les outils mis à disposition
des établissements

~ 13 h à 14 h ~

Cocktail déjeunatoire sur place

~ 14 h à 16 h 30 ~

**Dynamiques régionales :
regards croisés entre les établissements
de santé, QualiREL Santé et l'ARS**

Table ronde 1 :

Les résultats qui comptent pour le patient

Table ronde 2 :

La culture de la pertinence et du résultat

Perspectives autour du financement à la qualité
représentants de la Direction Générale de l'Offre
de Soins

Table ronde 3 :

L'implication du management

Table ronde 4 :


Le travail en équipe

~ 16 h 30 à 17 h ~

Conclusion

Lieu de réception du séminaire

CENTRE DES CONGRÈS JEAN MONNIER 33 bd Carnot 49100 ANGERS



Moyens de transport

Transport en commun (15/30 min.) depuis la Gare Angers St Laud :

- A • prendre le bus **ligne 1** vers **Montplaisir**, l'arrêt **MAIL**, puis marcher 5 minutes en direction du **Centre des Congrès Jean-Monnier**.
- B • sinon prendre le **tram A** en direction de **Avrillé Ardenne**, arrêt **Foch Maison Bleue**, puis prendre la **ligne 2** vers Branchais, arrêt **Mendès France**.
- C • sinon prendre la **ligne 9** en direction de Eventard, arrêt **Mendès France**.
- D • sinon prendre la **ligne 10** en direction de Schweitzer, arrêt **Boreau**.

À pieds (20 min.) depuis la Gare Angers St Laud :

sortir sur la **Place de la Gare**, puis prendre l'**Avenue Denis Papin**, continuez **rue du Haras**, continuez dans le **Boulevard Maréchal Foch**, continuez dans le **Boulevard de la Résistance et de la Déportation**, continuez dans le **Boulevard Bessonneau**, continuez **Place Pierre Mendès France**, puis prendre le **boulevard Carnot**, allez en direction du **Centre des Congrès Jean Monnier**.

En voiture :

A11 (Paris-Angers-Nantes)
A85 (Tours-Saumur-Angers)
A87 (Cholet-Niort)

suivre la sortie : **Centre hospitalier / Centre des Congrès / Saint-Serge**

Inscriptions

Les inscriptions sont gratuites mais **obligatoires**
avant le 20 mars 2020
via le site qualirelsante.com (page **A LA UNE**)